

Шкаф сушильный ШСС-40

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф сушильный электрический прямоугольный предназначен для сушки и стерилизации лабораторной посуды определения влажности материалов и других лабораторных работ, проводимых при температуре от +50 до +200°C.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Допустимые пределы регулирования температур от +50 до +200°C.
2. Точность поддержания температуры по термометру шкафа при установившемся режиме работы $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
3. Допустимые отклонения температуры в разных местах рабочей камеры от температуры в центральной зоне не более $\pm 6^{\circ}\text{C}$.
4. Время разогрева незагруженного шкафа до температуры +200°C не более 90 минут при температуре окружающей среды 20 $\pm 3^{\circ}\text{C}$.
5. Размеры рабочей камеры: высота 500 мм, ширина 400 мм, глубина 400 мм.
6. Габаритные размеры шкафа 1578 x 566 x 550.
7. Вес 100 кг.
8. Род тока - переменный.
9. Напряжение в сети питания - 220в, частота 50 гц.
10. Потребляемая мощность нагревательных элементов - 1600 $\pm 5\%$ вт.

III. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Шкаф сушильный (рис. I) состоит из прямоугольного наружного корпуса (1), средней камеры (3), рабочей камеры (4), дверцы (5), панели управления (23) и подставки (2).

Внутри рабочей камеры устанавливаются три съемных лотка (6), на которых уложены 2 коробки-сетки (7) для стерилизуемой посуды.

В верхней части корпуса имеется отверстие для установки термометра (8). Термометр защищен металлической об-

рвой. В нижней части оправы имеются отверстия для вентиляции, закрываемые поворотным кольцом (9).

Рабочая камера обогревается нагревательными элементами (10), расположенными в пространстве между средней и внутренней камерами.

Шкаф имеет 4 основных нагревательных элемента (ОНЭ), расположенных на дне средней камеры.

Последовательно с основными нагревательными элементами включаются два дополнительных элемента (НЭЛ), расположенных в задней стенке рабочей камеры в корпусе терморегулятора (11).

Пространство между наружным корпусом и средней камерой, а также полость двери заполнены теплоизоляционным материалом – стеклянной ватой (12).

При использовании шкафа в качестве настольного аппарата снять подставку, отвернув 4 болта (13).

Для автоматического поддержания температуры шкаф снабжен терморегулирующим устройством, которое состоит из механической и электрической частей.

Действие механической части терморегулирующего устройства основано на использовании различного температурного удлинения алюминиевого корпуса терморегулятора (11) и стального стержня (14).

Корпус терморегулятора нижним концом прикреплен к рабочей камере и удлиняется или укорачивается в зависимости от нагревания или остывания шкафа. Внутри его помещаются нагревательные элементы НЭЛ (см.принц.схему).

Стальной стержень верхним концом прикреплен к корпусу терморегулятора в его верхней части, а нижним, коническим концом воздействует на контактную пластину. При подключении шкафа к сети контакты терморегулятора замкнуты. Шкаф нагревается от основных нагревательных элементов НЭ. Нагревательные элементы НЭЛ разогревают корпус терморегулятора. Последний, удлиняясь, тянет вверх стальной стержень, который растягивает пружину и размыкает контакты терморегулятора.





PLATE I

Корпус, оставая, укорачивается. Стержень перемещается вниз и, под действием освобождающейся пружины, снова замыкаются контакты терморегулятора.

Стержень снабжен резьбой и может поворачиваться вокруг своей оси. При вращении стержень движется поступательно относительно корпуса терморегулятора и служит тем самым для начальной установки работы терморегулятора на температуре $+50^{\circ}\text{C}$.

Для удобства регулирования верхний конец стержня выведен в отверстие наружного корпуса в его верхней части и оканчивается клювиком (15).

Установка шкафа на требуемую температуру производится ручкой терморегулятора (16). При повороте ручки по направлению движения часовой стрелки с помощью кулочка, сидящего на одной оси с ручкой, происходит замыкание контактов терморегулятора, а при повороте ручки в обратном направлении, когда шкаф разогрелся, — размыкание контактов.

Электрическая часть терморегулирующего устройства расположена на выдвигающемся шасси в основании корпуса шкафа. На передней панели шкафа расположены: сигнальные лампы красная (17) и зеленая (18), рукоятка выключателя (19) и ручка терморегулятора со шкалой (20). Шкала является ориентировочной. В процессе работы при отрегулированном терморегуляторе можно установить, какое деление шкалы соответствует определенной температуре в рабочей камере по наружному термометру.

Электрическая схема работает следующим образом: при замыкании контактов терморегулятора КТ (см.принц.схему). Через ограничивающее сопротивление R_3 и полупроводниковые диоды D_1 и D_2 , выпрямленное напряжение 220в подается на обмотку реле P_1 , которое своим контактами включает нагревательную систему и красную сигнальную лампу L_2 . Шкаф нагревается. При достижении требуемой температуры контакты терморегулятора размыкаются. Реле отпускается с некоторой задержкой 1-2 секунды, за счет разряда конденсаторов C_4 и C_5 .




Схема электрическая принципиальная шкафа ЧС-40

Page 2


Перечень элементов

Слово	Наименование	Мод., паспорт	Над.	Примеч.
C1, C2	Направляющий приз	НПТ-Р-500-20-014	2	0,1мкр
C3	Направляющий приз	НПТ-Н-400-005	1	0,05мкр
С4, С5	Направляющий приз	НПТ-НН-600-60-1	2	0,05мкр
R1	Сортировщик	БС - 1-471-10%	1	47 шт
R2	Сортировщик	НПТ-25-244-Е01	1	24шт
R3	Сортировщик	НПТ-1-156-1-10%	1	16шт
R4	Сортировщик	ПЗ-25-8000-1-10%	1	800 шт
R5	Сортировщик	ПЗ-25-9000-1-10%	1	900 шт
D1, D2	Дисковый магнит	Д205, Д204, Д201	2	
Пн, Пн'	Гидроцилиндр	ГН-30-0,25	2	0,250
P1	Лист подложки ткань РАКУ-48	ОИК-501-151-2	1	-2206
ПВ, Рв	Планка	МН-17	2	266х0,150
СНЭ-Ч	Сигнализатор	Модульный изобр. изделия № СНЭ-Ч	3Т-30	4
НЭЛ	Акустический изобр. изделия № НЭЛ	Устройство для измерения звука изделия № звуков	1	220б.0000
В1	Вибрационный датчик	ПВ2×10	1	100г.2205
Н7	Направляющая	Система направляющая изделия № звуков		

Принципиальная электрическая схема ШС-40

Примечание

1. Сопротивление R_3 подбирается при регулировке и некоторые панели управления могут отсутствовать.
2. Сопротивление R_4 может состоять из двух сопротивлений типа ПЭ-50 по 1700 ом, соединенных последовательно.



и подпитки реле постоянным напряжением через сопротивление R_2 . Это устраняет дребезжание реле при переключениях.

Контакты реле отключают нагревательную систему и включают зеленую сигнальную лампу L_1 . Далее процесс повторяется.

Цепи питания реле и сигнальных ламп защищены предохранителями Пр₁ и Пр₂ на 0,25а.

На входе схемы включен фильтр, состоящий из проходных конденсаторов С₁ и С₂, конденсатора С₃ и сопротивления R₁. Фильтр служит для подавления помех радиоприему, создаваемых электросхемой.

Через заднюю панель шкафа выведен шнур (21) в резиновой оболочке, заканчивающийся кабельными наконечниками для подключения шкафа в сеть 220в.

На задней панели шкафа имеется клемма (22) для подключения провода заземления, прикладываемого в комплекте.

Данные нагревательного элемента НЭЛ

Обозначение	Провод	Диаметр	Длина	Сопротивление	Количество
НЭЛ	М-Х15Н60	0,63	2x1,7м	2x5,7 ом	1

ГУ. ПОДГОТОВКА ШКАФА К РАБОТЕ

При получении шкафа необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемой к нему инструкцией. Затем, удалив смазку, установить съемные части: ввернуть оправу термометра, вставить термометр, установить лотки и коробки - сстки в рабочую камеру шкафа. Собрав шкаф, необходимо оставить его в сухом теплом помещении на срок не менее суток.

Перед включением необходимо:

1. Удостовериться, что напряжение электросети, питающей шкаф, - 220 вольт переменного тока.

ВКЛЮЧАТЬ ШКАФ В СЕТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

2. Присоединить заземление.

РАБОТА С НЕЗАЗЕМЛЕННЫМ ШКАФОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Электрическое сопротивление контура заземления должно быть не более 4 ом. Установка заземления и проверка его омического сопротивления должна производиться опытным электриком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ИЛИ СЕТИ ПАРОВОГО ОТОПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3. Рукоятку выключателя на панели шкафа поставить в положение "Выключено".

4. Ручку терморегулятора поставить в левое крайнее положение.

У. РАБОТА С ШКАФОМ

1. Подключить кабельные наконечники к сети, соблюдая общие правила техники безопасности.

2. Рукоятку выключателя поставить в положение "Включено". При этом загорается красная сигнальная лампочка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при установке рукоятки выключателя в положение "Включено" загорается зеленая сигнальная лампа, то необходимо произвести настройку терморегулирующего устройства. Для этого клювик (15), имеющийся в верхней части шкафа, плавно поворачивать в направлении движения часовой стрелки до момента, пока не загорится красная сигнальная лампа.

3. Ручку терморегулятора поставить на 4-5 деление шкалы. Нагрев шкафа производится до температуры на 10-15°С ниже требуемой и контролируется по термометру.

4. После достижения температуры на 10-15° ниже требуемой ручку терморегулятора плавно поворачивать по направлению против движения часовой стрелки до момента, пока не переключатся сигнальные лампы, т.е. красная лампа гаснет, а зеленая загорается.

5. Оставить шкаф в таком положении на 40-50 минут для получения установленного теплового режима работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установленная температура ниже требуемой, то необходимо ручку терморегулятора повернуть на 1-2 деления по шкале по направлению движения часовой стрелки, если выше - на 1-2 деления в обратном направлении.

У1. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности	Причины	Способы устранения
1. При включении в сеть шкаф не изгревается, сигнальные лампы не горят	Перегорание предохранителей	Заменить предохранители
2. Красная лампа горит, время разогрева шкафа значительно более 90 минут	Понижение напряжения сети, либо перегорание нагревательных элементов	Проверить напряжение сети и если оно нормальное, заменить нагревательные элементы
3. Температура киперивно повышается. Отрегулировать ручкой терморегулятора невозможно	a) намного ввернут стержень клеммом (15) б) неисправность механической части терморегулятора	a) вывернуть стержень и произвести настройку терморегулятора б) отремонтировать терморегулятор и произвести его настройку
4. При включении шкафа горит зеленая лампочка. Шкаф не нагревается и не поддается настройке	Неисправность электрической части терморегулятора. Сгорело сопротивление R_3 , или пробиты полупроводниковые диоды D_1 и D_2	Отключить шкаф от сети, отвернуть винты крепления лицевой панели и заменить неисправные детали

УП. УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Шкаф хранить в сухом отапливаемом помещении. Оставлять шкаф во влажной среде КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

2. Все части шкафа постоянно содержать в чистоте, особенно тщательно протирать никелированные части и внутреннюю поверхность рабочей камеры.

3. При консервации или длительных перерывах в работе шкаф снаружи и внутри тщательно протереть, никелированные детали и детали из алюминия густо смазать нейтральной смазкой.