

МИНИСТЕРСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

**СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ**  
**гинекологический двухрефлекторный**  
**передвижной СГ-39**

П А С П О Р Т

39-00-00 ПС

1974

МИНИСТЕРСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

# СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ

гинекологический двухрефлекторный  
передвижной СГ-39

П А С П О Р Т

39-00-00 ПС

## 1. Назначение изделия

1.1. Светильник медицинский гинекологический двухрефлекторный передвижной СГ-39 предназначен для освещения операционного поля при гинекологических операциях и диагностических исследованиях в условиях стационара.

## 2. Технические характеристики

2.1. Освещенность, создаваемая светильником в пределах поля диаметром 100 мм на расстоянии 1 м от защитных стекол люкс, не менее . . . . .	5000
2.2. Источник света . . . . .	лампа матированная Л12—50+21
2.3. Напряжение питающей сети, в . . . . .	127 и 220
2.4. Частота, гц . . . . .	50
2.5. Потребляемая мощность, ва, не более . . . . .	110
2.6. Масса светильника, кг, не более . . . . .	36

## 3. Состав изделия и комплект поставки

3.1. Светильник в собранном виде, шт. . . . .	1
3.2. Паспорт, экз. . . . .	1
3.3. Запасные части	
3.3.1. Лампа матированная Л12—50+21 ГОСТ 2023-66, шт. . . . .	2
3.3.2. Предохранитель типа ПК-45-2, ГОСТ 5010-53, шт. . . . .	2

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей

## 4. Устройство и принцип работы

4.1. Светильник (рис. 1) состоит из следующих основных узлов.

Горизонтального звена 4, на концах которого расположены два рефлектора 3. Рефлектор можно поворачивать в шарнирах и вокруг оси вилки на угол  $90^\circ$  в обе стороны от горизонтального положения.

Неподвижной штанги 8, в которой находится подвижная штанга 6. Подвижную штангу можно вращать в неподвижной штанге и фиксировать маховиком 7.





Рис. 1. Общий вид светильника

Основания 13, внутри которого расположен понижающий трансформатор с панелью и предохранитель.

На основании предусмотрены гнезда для включения лобной лампы.

4.2. Электрическая принципиальная схема светильника показана на рис. 2.

4.3. Данные обмоток трансформатора приведены на рис. 4.



Подключение к сети




Рис. 2. Схема электрическая принципиальная  
Г — гнезда для лобной лампы; Л1, Л2 — лампы; П — панель;  
Пр — предохранитель; Тр — трансформатор

### 5. Указание мер безопасности

5.1. Светильник выполнен в соответствии с требованиями нормы на электробезопасность ОН 64-1-203-69, класс защиты — 01.

5.2. Светильник должен быть заземлен.

5.3. Регулярно не реже одного раза в шесть месяцев необходимо проверять состояние контакта заземляющего провода.

5.4. При замене ламп, предохранителя, проверке монтажа, устранении неисправностей и санитарной обработке светильник необходимо отключить от сети.




Рис. 3. Схема подсоединения проводов  
1 — панель; 3 — хомут; 9 — провод; 12 — провод

## 6. Монтаж

6.1. Вернуть неподвижную штангу 8 (см. рис. 1) в основании 13 и закрепить стопорными винтами 11.

Для удобства съема дна светильник наклонить в сторону так, чтобы имелся свободный доступ к винтам, крепящим дно к основанию.

Данные обмоток трансформатора

Таблица

№ обмотки	Провод, марка, диаметр	Витков			Изоляция между слоями	Выходы		
		всего	в слое	Слоев (ориентиров.)		Отвод от витка	маркировка	марка, диаметр
I	ПЭВ-0,8	438	78	6	Один слой кабельной бумаги	1—2	Моточный провод	200
II	ПЭВ-0,55	320	114	3		2—3		200
III	ПБД-2,1	41	30	2		4—5	20	

Изоляция между обмотками 3 слоя кабельной бумаги К-120




Рис. 4

Отвернуть винты, снять дно.

Соединить подвижную штангу 6 с горизонтальным звеном 4 и закрепить винтами 5.

Вести провод 9 в хомут 10.

Закрепить концы провода 9 (рис. 3) к дну хомутом 3 и соединить с панелью 1.

Дно с электропитающим устройством закрепить к основанию 13 (рис. 1).

### 7. Подготовка светильника к работе

7.1. Завод поставяет светильник включенным на 220 в. При необходимости переключения светильника на 127 в необходимо отвернуть винты, крепящие дно к основанию, снять дно и подсоединить концы провода к клеммам 1—2 панели (см. рис. 2).

### 8. Уход за светильником

8.1. Для замены лампы необходимо отвернуть три винта 2 (см. рис. 1), снять облицовочный кожух 1 с укрепленным на нем оптическим элементом.

8.2. С оптического элемента снять контактный кожух и извлечь электrolампу.

8.3. После замены лампы провести сборку в обратном порядке.

8.4. Для замены предохранителя нужно вывернуть пробку 14 (см. рис. 1), заменить предохранитель в держателе и вернуть пробку.

8.5. Внешняя отделка светильника допускает влажную санитарную обработку обычными дезинфицирующими растворами.

8.6. Периодически (один раз в месяц) рекомендуется протирать стекла чуть увлажненной замшей или стиральной фланелью.

8.7. Запрещается протирать поверхность отражателей.

**Примечание.** При санитарной обработке светильника следите за тем, чтобы влага не попала в гнезда для лобной лампы, расположенные на основании светильника.

## 9. Характерные неисправности и методы их устранения

*Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей*

№ п. п.	Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
	Не загораются лампы	1. Перегорел предохранитель 2. Нет контакта в патроне 3. Перегорела лампа	1. Заменить предохранитель 2. Подогнуть контакты 3. Заменить лампу	

## 10. Свидетельство о приемке

Светильник медицинский гинекологический двухрефлекторный передвижной СГ-39, заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 64-1-483-72 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 24 НОЯ 1976  
Ответственный за приемку \_\_\_\_\_

## 11. Гарантийные обязательства

11.1. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации светильника в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

11.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня получения изделия потребителем.

11.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его части.

11.4. Гарантийный срок службы покупных узлов и деталей определяется ГОСТами, ТУ или нормами на эти изделия.

Адрес завода-изготовителя: г. Свердловск, Виз-Бульвар, 13.

