

ЛАЗЕРЫ ГАЗОВЫЕ

ЛГН-207А ЛГН-207Б

ЛГН-208А ЛГН-208Б

ПАСПОРТ



ЛАЗЕРЫ ГАЗОВЫЕ

ОКП 63 4210 4651	ЛГН-207А
ОКП 63 4210 4661	ЛГН-207Б
ОКП 63 4210 4671	ЛГН-208А
ОКП 63 4210 4681	ЛГН-206Б

П А С П О Р Т

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лазеры газовые ЛГН-207А, ЛГН-207Б, ЛГН-208А, ЛГН-206Б (далее лазеры) атомарные одномодовые непрерывного режима работы, предназначены:

ЛГН-207А для использования в фотоэлектрических системах промышленного оптико-механического оборудования;

ЛГН-207Б, ЛГН-208А, ЛГН-206Б для использования в качестве источника когерентного излучения в лазерных устройствах, применяемых в различных областях науки и техники.

06.1990

Индивидуальный №

Дата изготовления

Излучателя

Источника питания

Климатическое исполнение УХЛ4.1

Лазер по степени опасности генерируемого излучения относится к 2 классу по ГОСТ ИС.И.040-83.

Общий вид излучателя и схема электрической обвязки приведены в приложениях 1 и 2.

Примечание. Индивидуальный номер лазера определяется индивидуальным номером излучателя.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Параметры излучения при поставке (при температуре $+10^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$) приведены в таблицах I и 2.

2.2. Мощность лазерного излучения, в процессе эксплуатации, соответствует данным приведенным в таблице 3.

2.3. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питающей сети, В

не менее	198
не более	242

2.4. Допускается работа лазера при температурах от минус 10°C до $+10^{\circ}\text{C}$ и от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+45^{\circ}\text{C}$, при этом мощность лазерного излучения соответствует данным приведенным в таблице 4, а остальные параметры, указанные в таблице I и таблице 2, не контролируются и допускается их отклонение от норм, указанных в паспорте.

2.5. Наработка на отказ не менее 7000 ч.

Полный средний ресурс не менее 22000 ч.

Количество включений и выключений питающего напряжения 4000.

Средний срок сохраняемости при их хранении в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой или во всех местах хранения лазеров, монтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЭИИ 10 лет.

2.6. Габаритные размеры составных частей лазера, мм, не более

излучателя	0 36 x 280
источника питания	110 x 85 x 36
Масса, кг, не более	
излучателя	0,45
источника питания	0,58

Таблица I

Наименование параметра, единица измерения	ЛПЧ-207A	ЛПЧ-208A	Данные приема измерения (1)
норма	норма	норма	не
не	не	не	не
меньше	меньше	меньше	меньше
с более	меньше	меньше	меньше
Мощность лазерного излучения, Вт	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-3}$
Относительная величина отклонения между максимальными и минимальными значениями мощности лазерного излучения за 1 ч работы, %	10	10	10
Максимальное угловое изменение положения оси излучения направляемости лазерного излучения за 1 ч работы, рад	$25 \cdot 10^{-6}$	$25 \cdot 10^{-6}$	$25 \cdot 10^{-6}$
Угловое отклонение плоскости поляризации излучения от вертикал торе излучателя, град	5	5	-
Модовый состав излучения	одномодовый (мода TEM00)	одномодовый (мода TEM00)	одномодовый, однокомпONENTНЫЙ (мода TEM00)

Продолжение таблицы I

Наименование параметра, единица измерения	ЛГН-207А		ЛГН-207Б		ЛГН-208А		ЛГН-208Б		Данные измерения (I)	Примечание		
	норма		норма		норма		норма					
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более				
Отклонение пучка относительно геометрической оси посадочных мест излучателя.												
- линейное, мм		0,08		0,08		0,08		0,08		2		
- угловое, рад.		$0,5 \cdot 10^{-3}$		2								
Относительная мощность побочных пучков лазерного излучения, %	I		I		I		I		I	2		

Примечания. 1. Данные измерения приводятся для поставляемого лазера конкретного типа.

2. Данные измерения приводятся только для ЛГН-207А, ЛГН-207Б.

Таблица 2

Наименование параметра, единица измерения	ЛГН-207А, ЛГН-207Б			ЛГН-208А, ЛГН-208Б			Примечание	
	н о р м а		н о р м а					
	не менее	номинал	не более	не менее	номинал	не более		
Поляризационное соотношение мощности лазерного излучения:								
- с линейной поляризацией				500:1			I:I	
- с ортогональными поляризациями							I:I	
Диаметр пучка лазерного излучения, мм								
- на расстоянии 40 мм	0,5	0,52	0,7	0,4		0,8	I	
Нестабильность оси диаграммы направленности лазерного излучения за 8 ч работы, рад					$25 \cdot 10^{-6}$		$25 \cdot 10^{-6}$	
Максимальное угловое изменение положения оси диаграммы направленности лазерного излучения, рад.								
- за время готовности 30 мин					$2 \cdot 10^{-4}$		-	
- с момента включения					$25 \cdot 10^{-5}$		$25 \cdot 10^{-5}$	
- за 8 ч работы								
Относительная нестабильность мощности лазерного излучения за 8 ч работы, %					5		5	
Относительная величина разности между максимальным и минимальным значением мощности лазерного излучения за 8 ч работы, %					10		10	
Расходимость лазерного излучения, мрад	1,65	1,83	2,15	1,55	1,85	2,15	I	
Длина волны лазерного излучения, мкм	0,63	0,6328	0,64	0,63	0,633	0,64		
Время готовности, мин					30		30	

Поляризационное соотношение мощности лазерного излучения:

- с линейной поляризацией
- с ортогональными поляризациями

Диаметр пучка лазерного излучения, мм

- на расстоянии 40 мм

Нестабильность оси диаграммы направленности лазерного излучения за 8 ч работы, рад

Максимальное угловое изменение положения оси диаграммы направленности лазерного излучения, рад.

- за время готовности 30 мин
- с момента включения

- за 8 ч работы

Относительная нестабильность мощности лазерного излучения за 8 ч работы, %

Относительная величина разности между максимальным и минимальным значением мощности лазерного излучения за 8 ч работы, %

Расходимость лазерного излучения, мрад

Длина волны лазерного излучения, мкм

Время готовности, мин

Продолжение табл. 2

Наименование параметра, единица измерения	ЛГН-207А, ЛГН-207Б		ЛГН-208А, ЛГН-208Б		Приме- чание
	З о р в а	Н о ф м а	Н о ф м а	Н о ф м а	
на менее	н о в и н к а	не более	н о в и н к а	не более	
Диаметр посадочных позиций излучателя, мм	33,87	33,97	33,87	33,97	33,97
Относительное среднеквадратичное значение пульсаций и шумов мощности лазерного излучения в диапазоне частот 20 Гц-200 Гц, %	0,5	0,5	0,5	0,5	
Максимальное относительное отклонение мощности лазерного излучения от среднего значения в диапазоне частот 20 Гц-200 Гц, %	5	5	5	5	

Примечание. Г. Инервал на уровне $\chi_H = 0,9$ от максимальной мощности излучения

Таблица 3

Время работы, ч	Мощность излучения в излучателе, Вт, не менее			Ком- понент	
	ЛГН-207А	ЛГН-207Б	ЛГН-208А	ЛГН-208Б	
7000	$1,2 \cdot 10^{-3}$	$0,8 \cdot 10^{-3}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$0,5 \cdot 10^{-3}$	
22300	$0,8 \cdot 10^{-2}$	$0,5 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^{-3}$	$0,5 \cdot 10^{-3}$	

6.

Таблица 4

Тип лазера	Мощность лазерного излучения, Вт, не менее
ЛГН-207А	$1,2 \cdot 10^{-3}$
ЛГН-207Б	$0,8 \cdot 10^{-3}$
ЛГН-208А	$1,6 \cdot 10^{-3}$
ЛГН-208Б	$0,8 \cdot 10^{-3}$

2.7. Содержание драгоценных металлов:

золото - 0,0229 г

серебро - 0,586 г

2.8. Содержание цветных металлов

Перечень примененных цветных металлов приведен в приложении 3.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Коли- чество	Примечание
3.970.029	Излучатель лазера	I	
3.970.029-01	газового (с соединительным жгутом)		
3.970.029-02			
3.970.029-03			
3.976.121	Источник питания	I	
3.970.167	Паспорт	I	

Примечание. Тип излучателя определяется договором на поставку лазера.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лазер газовый ЛГН- индивидуальный номер излучателя
 , индивидуальный номер источника питания
 соответствует ОДО.397.255 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки 06.1990

1074463

Перепроверка произведена /дата/

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Лазер может использоваться только как встраиваемый в аппаратуру собственных органов коммутации, сигнализации, блокировок, а также клеммы заземления лазер не имеет.

5.2. Указание мер безопасности.

5.2.1. При эксплуатации лазер является источником следующих опасных и вредных производственных факторов:

- лазерного излучения (прямого, зеркально-отраженного);
- повышенного значения напряжения свыше 1000 В.

5.2.2. К работе с лазерами допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, инструкцию по безопасности труда при работе с лазерами, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

5.2.3. Лазер может обслуживать одно лицо, имеющее квалификационную группу не ниже третьей.

5.2.4. Лазеры должны быть применены только в составе аппаратуры, удовлетворяющей следующим требованиям:

- конструкция аппаратуры должна обеспечивать подключение к питющей сети;
- конструкция аппаратуры должна исключать возможность прикосновения обслуживающего персонала к лазеру во включенном состоянии;

- в аппаратуре должны быть предусмотрены сигнализации и блокировки, обеспечивающие безопасность работы обслуживающего персонала.

5.2.5. Лазер должен крепиться в аппаратуре за поиски на корпусе диаметром 33,91 мм и удельное давление, прикладываемое к поискам, не должно превышать $4 \text{ кг}/\text{см}^2$ при максимальном усилии не более 2 кг.

5.2.6. Техническое обслуживание, ремонтные и наладочные работы производить только после отключения аппаратуры от питющей сети. Расстыковку высоковольтного разъема разрешается производить не ранее, чем через 2 минуты после отключения источника питания от сети.

5.2.7. При размещении лазеров и выполнении работ с ними (испытание, ремонт, обслуживание) следует соблюдать требования, изложенные в "Санитарных нормах и правилах устройства и эксплуатации лазеров", утвержденных Министерством здравоохранения СССР, "Правил техники безопасности и промышленной санитарии в электронной промышленности" (раздел "К", "М", глава И-4) М., Энергия, 1973г.

При работе с лазером запрещается: направлять пучок излучения на окна, двери, стены и т.п.; работать с неисправной аппаратурой; оставлять включенным устройство с лазерами без присмотра; вносить в зону пучка излучения предметы, способные вызвать отражение или рассеяние пучка в окружающее пространство; смотреть в направлении пучка излучения или его отражения; оставлять незащищенной кабельную часть разъема со стороны источника питания при разъединении излучателя и источника питания.

5.3. Порядок установки лазера в аппаратуру.

5.3.1. Внешним осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений составных частей лазера.

10.

5.3.2. Установить тумблер на аппаратуре в положение "ВЫБ".

5.3.3. Установить излучатель на предназначенное для него место.

5.3.4. Произвести ориентацию плоскости поляризации, пользуясь меткой, нанесенной на крышке излучателя со стороны жгута, для лазеров ЛГН-207А, ЛГН-207Б (приложение I).

5.3.5. Закрепить источник питания на шасси аппаратуры, как показано на рис. I.

5.3.6. Подключить источник питания к схеме коммутации, защиты и сигнализации аппаратуры, как показано на рис. 2.

5.3.7. Снять защитную крышку с кабельного разъема источника питания, произвести егостыковку с разъемом излучателя и включить лазер.

Запрещается производить включение лазера при расстыкованном разъёме излучателя и источника питания.

5.4. Порядок демонтажа лазера из аппаратуры

Демонтаж лазера из аппаратуры производится после отключения лазера от питущей сети в порядке, обратном изложенному в п.п. 5.3.3 - 5.3.7.

Внимание! Расстыковку высоковольтного разъема разрешается производить не ранее, чем через 2 минуты после отключения источника питания от сети.

Помните, что на выходе высоковольтного разъема после отключения источника питания от сети сохраняется остаточный заряд!

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Лазеры следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя, смонтированным в аппаратуру или в комплекте ЗИП в условиях I (Л) по ГОСТ 15150-69.

Схема крепления источника питания





Рис. I

Срещу настъпвателната политика на СССР

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА СЕГОДНЯ



12

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного лазера требованиям ОДС.397.255 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации лазера 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с момента отгрузки при наработке 2000 ч.

Гарантийный срок хранения - 2 года.

8. РЕКЛАМАЦИИ

В случае преждевременного выхода лазера из строя его следует вместе с паспортом возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих сведений:

Время хранения

Дата начала эксплуатации

Цвета выхода из строя

Основные линии режима эксплуатации

Наследование в указанных режимах

Приимки синтеза лазера с високуватицми или храненеца

Сведения заполнены Горбат подпись


В случае отсутствия заполненного паспорта рекламации не принимаются.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Общий вид излучателя лазера.
2. Лазер газовый. Схема электрическая общая 3.970.167 №6.
3. Перечень примененных цветных металлов.

Общий вид излучателя лазера

Принципиальное






Схема электрической цепи.

ПЕРЕЧЕНЬ

примененных цветных металлов

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Алюминий и
его сплавы | - 139,9 г в корпусе,
в катодном узле, в блоке
питания. |
| Медь и сплавы
на медной основе | - 87,4 г в юстировочных
механизмах, в источнике
питания, в жгуте. |
| Никель и никелевые
сплавы | - 12,9 г в катодном узле,
в юстировочных механиз-
мах. |
| Олово | - 10,6 г в источнике пи-
тания. |
| Свинец | - 7,1 г в источнике пи-
тания. |